

Prova d'embaràs amb indicador de setmanes

- Si us feu la prova a partir del dia en què hauria de començar el període, la podeu fer a qualsevol hora del dia per esbrinar si esteu embarassada.
- Si us feu la prova abans del dia en què hauria de començar el període, feu servir la primera orina del dia.
- Per obtenir un resultat precís de l'indicador de setmanes, heu d'utilitzar la primera orina del dia.
- No begueu molts líquids abans de fer la prova.
- **Llegiu atentament aquest fullet abans de fer una prova.**

1 Feu la prova

Quan estigueu a punt per fer la prova, traieu la vareta de prova de l'embolcall i retireu-ne el tap blau. Utilitzeu la vareta de prova immediatament.

PODEU

Fer la prova amb el raig d'orina

- Poseu tot just la punta absorbent apuntant cap avall al raig d'orina **durant només 5 segons.**
- Aneu amb compte de no mullar la resta de la vareta de prova.
- Es recomana que torneu a col·locar el tap i poseu la vareta de prova en posició horitzontal.

O BÉ

Recollir una mostra d'orina en un recipient net i sec

- Col·loqueu la punta absorbent apuntant cap avall a l'orina, com es mostra, **durant només 20 segons.**
- Es recomana que torneu a col·locar el tap i poseu la vareta de prova en posició horitzontal.



2 Espereu...

- El símbol d'espera parpellejarà per mostrar que la prova està en curs.
- Quan el símbol d'espera deixi de parpellejar, apareixerà el resultat. Si després d'utilitzar la prova el símbol d'espera no apareix, consulteu la pregunta 6.



Durant la prova, no agafeu **mai** la vareta de prova amb la punta absorbent apuntant cap amunt.

3 Llegiu el resultat

L'**indicador de setmanes** proporciona una estimació de quan vau concebre. Aquesta informació es mostra a la pantalla juntament amb la indicació "Embarazada" (Embarassada).

- Al cap de **3 minuts**, el resultat es mostrarà a la pantalla.
- És possible que la indicació "Embarazada" (Embarassada) aparegui a la pantalla **abans** del resultat de l'indicador de setmanes. **Seguiu esperant** fins que el símbol d'espera deixi de parpellejar per veure el resultat de l'indicador de setmanes. Aquest procés pot trigar fins a 3 minuts.
- Alguns resultats poden aparèixer en tan sols 1 minut.
- El resultat romandrà a la pantalla durant aproximadament 24 hores.
- Si el resultat és "Embarazada" (Embarassada), hauríeu de consultar el vostre metge perquè us aconselli sobre els passos que heu de seguir a continuació. El vostre metge calcularà la fase de gestació en funció del primer dia de l'últim període.
- La concepció es produeix al voltant de 2 setmanes abans de l'inici previst del període següent. L'indicador de setmanes proporciona una estimació de quan vau concebre.
- L'indicador de setmanes té una precisió del 93 % per detectar el moment de concepció. El càlcul es basa en el nivell de l'hormona de l'embaràs,

hCG (gonadotropina coriònica humana), a l'orina. El nivell d'hCG varia d'una dona a una altra i, per tant, és possible que l'indicador de setmanes mostri resultats incorrectes de manera puntual.

Quan es fa la prova a partir del dia en què hauria de començar el període, la precisió del resultat "Embarazada" (Embarassada)/ "No Embarazada" (No Embarassada) és superior al 99 %.

Errors de la prova

Si us plau, llegiu la secció "Errors de la prova" si heu utilitzat la vareta de prova i la pantalla no mostra cap dels resultats indicats a aquesta pàgina.

Com interpretar els resultats

Resultats	Temps des de la concepció	Com el vostre metge calcularà quant temps fa que esteu embarassada (en funció d'un cicle de 28 dies*)
No Embarazada	El resultat és No Embarassada vegeu la pregunta 13.	-
Embarazada 1-2	El resultat és Embarassada i vau concebre fa aproximadament 1-2 setmanes.	3-4 setmanes
Embarazada 2-3	El vostre resultat és Embarassada i vau concebre fa aproximadament 2-3 setmanes.	4-5 setmanes
Embarazada 3+	El vostre resultat és Embarassada i vau concebre fa més de 3 setmanes.	5+ setmanes

*El vostre metge calcularà la data de l'embaràs a partir del primer dia de l'últim període, no des del dia de la concepció.

Algun medicament o afecció mèdica pot afectar el resultat?

Com funciona Clearblue amb indicador de setmanes? Quan s'està embarassada, el cos produeix l'hormona de l'embaràs (hCG) (gonadotropina coriònica humana). La quantitat d'hCG al cos augmenta durant les primeres etapes de l'embaràs. Aquesta prova pot detectar petites quantitats d'aquesta hormona a l'orina (la sensibilitat d'aquesta prova és de 25 mIU/mL). En funció del nivell d'hCG a l'orina, l'indicador de setmanes proporciona una estimació de quan viu concebre.

Quina precisió té Clearblue amb indicador de setmanes per detectar l'embaràs? En proves de laboratori, Clearblue amb indicador de setmanes té més d'un 99 % de precisió a l'hora de detectar si s'està embarassada o no, sempre que s'utilitzi a partir del dia en què hauria de començar el període. Si us feu la prova abans del dia en què hauria de començar el període i obteniu un resultat "No Embarassada" (No Embarassada), encara hi ha la possibilitat que estigues embarassada. Vegeu la pregunta 4.

Quina precisió té l'indicador de setmanes? L'indicador de setmanes té un 93 % de precisió per detectar el moment de concepció. L'estimació es basa en el nivell d'hCG a l'orina. El nivell d'hCG varia d'una dona a una altra i, per tant, és possible que l'indicador de setmanes mostri resultats incorrectes de manera puntual. S'ha demostrat que hi ha una coincidència del 97 % entre l'indicador de setmanes i la datació mitjançant ecografia que es duu a terme més endavant (11-13 setmanes). Aquesta dada està basada en estudis fets amb 187 dones que van comparar els resultats (1-2, 2-3, 3 o més setmanes des de la concepció) amb les datacions mitjançant ecografia. Si us feu la prova més de 6 setmanes després de la concepció, l'indicador de setmanes pot donar resultats inesperats. Això és deu al fet que el nivell d'hCG a l'orina és massa alt perquè la prova proporcionï un càlcul precís del temps des de la concepció.

Quan puc utilitzar Clearblue amb l'indicador de setmanes? Podeu fer la prova fins a 5 dies abans de l'absència d'embaràs (és a dir, 4 dies abans de quan hauria de començar el període). Si us feu la prova abans del dia en què hauria de començar el període i obteniu un resultat "No Embarassada" (No Embarassada), encara hi ha la possibilitat que estigues embarassada. Consulteu la taula següent per veure els resultats en proves clíniques amb mostres de l'inici de l'embaràs.

Prova anticipada				
Nombre de dies abans del dia previst d'inici del període	-1	-2	-3	-4
% de mostres de dones embarassades que donen un resultat "Embarassada" (Embarassada)	98 %	97 %	90 %	65 %

Si el resultat és "No Embarassada" (No Embarassada) i encara sospiteu que podeu estar embarassada, vegeu la pregunta 13.

Per calcular quan hauria de començar el període, calculeu la durada habitual del vostre cicle comptant el nombre de dies des del primer dia del període fins al dia abans que comenci el període següent. Si teniu cicles irregulars, hauríeu d'esperar la durada del cicle més llarg dels últims mesos abans de fer la prova.

Algun medicament o afecció mèdica pot afectar el resultat?

- Llegiu sempre les instruccions del fabricant de qualsevol medicament que prengueu abans de fer una prova.
- Els fàrmacs per a la fertilitat que contenen hCG poden donar resultats incorrectes (aquests fàrmacs per a la fertilitat s'administren normalment per injecció, i fer una prova massa aviat després de l'administració pot donar un resultat "Embarassada" (Embarassada) fals).
- Altres teràpies de fertilitat (com ara el citrat de clomifè) i els analgèsics i els anticonceptius hormonal (per exemple, la píndola anticonceptiva) no haurien d'afectar el resultat.
- Si fa poc que heu deixat d'utilitzar anticonceptius hormonal o utilitzeu teràpies de fertilitat com ara el citrat de clomifè, els vostres períodes poden ser irregulars, i això pot provocar que us feu la prova massa aviat.
- Si heu estat embarassada recentment (encara que no s'hagi portat a terme) és possible que obtingueu un resultat "Embarassada" (Embarassada) fals.
- Si us apropieu a la menopausa, pot ser que obtingueu un resultat "Embarassada" (Embarassada) fals encara que no estigues embarassada.
- Els embarassos ectòpics i els quists ovàrics poden causar resultats incorrectes.
- Els embarassos múltiples i ectòpics poden causar resultats incorrectes a l'indicador de setmanes.

Si obteniu resultats inesperats, parleu-ne amb el vostre metge.

He utilitzat la prova, però el símbol d'espera no ha aparegut. Què vol dir això? La prova no ha funcionat correctament. Vegeu els errors de la prova.

He utilitzat la prova però no ha aparegut cap resultat a la pantalla. Què vol dir això? El resultat hauria d'aparèixer a la pantalla al cap de 3 minuts. Si no apareix cap resultat, consulteu els errors de la prova.

La prova diu que esteu "Embarassada" (Embarassada). Què hauria de fer? Si el resultat és "Embarassada" (Embarassada) hauríeu de consultar el vostre metge, qui us podrà aconsellar sobre els passos que heu de seguir a continuació. L'indicador de setmanes és només una estimació de quan es va produir la concepció. El vostre metge calcularà l'etapa de gestació en funció del primer dia de l'últim període. La concepció es produeix al voltant de 2 setmanes abans de l'inici previst per al període següent.

La prova diu que esteu embarassada, però no crec que hagi concebut en el moment que mostra l'indicador de setmanes. Això és possible? L'indicador de setmanes té un 93 % de precisió quan es fa la prova amb la primera orina del dia. Alguns medicaments o afeccions mèdiques poden afectar el resultat. Vegeu la pregunta 5.

Vaig fer la prova ahir i el resultat va ser "Embarassada" (Embarassada). Avui he tornat a fer la prova i, segons l'indicador de setmanes, el nombre de setmanes des que vaig concebre s'ha reduït. Què hauria de fer? El nivell d'hCG fluctua a mesura que augmenta i, per tant, és possible que l'indicador de setmanes doni resultats inesperats si us feu la prova en dies consecutius. Torneu a provar-ho d'aquí a 5 dies i si els resultats de l'indicador de setmanes encara mostren que el nombre de setmanes des que vauc concebre s'ha reduït, vegeu la pregunta 12.

Em vaig fer la prova i em va sortir "Embarassada" (Embarassada) de resultat, però m'he tornat a fer la prova i he obtingut un resultat de "No Embarassada" (No Embarassada), o el meu període ha començat. Què vol dir això? Tot i que la prova té una precisió superior a 99 % a l'hora de detectar l'hormona de l'embaràs des del dia previst d'inici del període, és possible que obtingueu un resultat positiu i que més tard esbrineu que no esteu embarassada (és a dir, pot ser que obtingueu un resultat negatiu més tard, o que comenci el període). Això és pot deure a un avortament espontani durant les primeres etapes de l'embaràs, conegut com a "avortament espontani precoç", que lamentablement no és infreqüent, ja que es produeix aproximadament en 1 de cada 4 embarassos. Si obteniu resultats inesperats, demaneu consell al vostre metge.

Vaig fer la prova fa una setmana i el resultat va ser "Embarassada" (Embarassada). He tornat a fer la prova i, segons l'indicador de setmanes, el nombre de setmanes des que vaig concebre s'ha reduït. Què hauria de fer? Si us va fer la prova segons les instruccions, utilitzant la primera orina del dia en ambdues ocasions, i l'indicador de setmanes va donar resultats inesperats, hauríeu de consultar el vostre metge.

La prova indica que no esteu embarassada. Què hauria de fer? És possible que no estigues embarassada, que el nivell d'hormona de l'embaràs sigui massa baix per detectar-ho, o potser heu calculat malament el dia previst de l'inici del període.

- Si us va fer la prova abans d'hora, torneu a provar-ho el dia en què hauria de començar el període.
- Si hi ha passat la data prevista d'inici del període, torneu a fer la prova al cap de 3 dies.

Si aquesta prova dona de resultat "No Embarassada" i encara no heu tingut el període, consulteu el vostre metge.

Errors de la prova

Error de registre: s'ha produït un error durant la prova. Pot ser que:

- s'ha produït un error de registre.
- mantingueu apuntant cap avall o la prova no s'hagi posat plana després d'aplicar l'orina.
- S'hagi aplicat una quantitat excessiva o insuficient d'orina.

Hauríeu de tornar a fer la prova amb una prova nova tenint cura de seguir les instruccions.

Error en blanc

La prova no ha funcionat com s'esperava. Això pot ser perquè no s'han seguit les instruccions d'ús. Hauríeu de fer una altra prova. Si us plau, seguiu les instruccions amb cura.

Com llençar la prova

Traieu la pila abans de llençar la vareta de prova. Heu de llençar la pila segons el pla de residus corresponent. Per extreure-la, introduïu una moneda a la ranura de l'extrem i gireu-la per obrir la part posterior de la vareta de prova. La pila no és visible; feu-ne llicar el suport cap a fora en la direcció de la fletxa per facilitar l'extracció. **Precaució:** No desmunteu, recarregueu ni llenceu la pila al foc. Llenceu la resta de la vareta segons el pla de reciclatge corresponent per als equips elèctrics. No llenceu els equips elèctrics al foc.

www.clearblue.com

Assessors disponibles de 08:00 a 16:00 hores de dilluns a divendres, excepte festius.

900 816 706

Gratuit per a telèfons fixos; pot ser que es cobrin les trucades des de telèfons mòbils.

Totes les trucades s'enregistren i se'n pot fer un seguiment per motius de qualitat.

Si us plau, indiqueu el número de LOT.

Aquest dispositiu digital de diagnòstic in vitro compleix els requisits d'emissions i immunitat de la norma EN 61326-2-6:2006. Les contramesures de CEM emprades en aquest instrument electrònic proporcionaran una protecció raonable contra els efectes d'interferències electromagnètiques que es poden trobar a l'entorn domèstic. Les advertències preventives següents s'apliquen als equips que compleixen la norma EN 61326-2-6:2006.

a) La US d'aquest instrument en un ambient sec, especialment si hi ha materials sintètics (roba sintètica, catifes, etc.), pot provocar descàrregues estàtiques perjudicials que poden provocar resultats erronis.

b) No utilitzeu aquest instrument a prop de fonts de radiació electromagnètica forta (per exemple, telèfons mòbils), ja que poden interferir amb el funcionament correcte.

	Fabricant		No el reutilitzeu
	Número de lot		Dispositiu mèdic de diagnòstic in vitro
	Data de caducitat		Límit de temperatura 2 °C - 30 °C



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginebra, Suïssa.
Clearblue és una marca comercial de SPD.
© 2024 SPD. Tots els drets reservats.



0123